



# BABY WEIGHING SCALE MANUAL



**PESANEONATI MECCANICA AD OROLOGIO**  
**MECHANICAL BABY SCALE**



-  • Pesaneonati meccanica ad orologio con struttura in metallo verniciato bianco.
- Il peso è indicato da un grande quadrante con doppia lettura da 0~10kg con caratteri blu e da 10~20kg con caratteri rossi ben leggibili per facilitare meglio la lettura del peso.
- Piatto neonato in materiale plastico anallergico.
-  • Mechanical dial baby scale with painted white metal structure.
- Large dial with easy to read system 0~10kg (red number) 10~20kg (blue number).
- Anallergic plastic baby tray.

<b>Codice/ Code</b>	<b>00483</b>
<b>Portata Max/ Capacity</b>	20 Kg
<b>Divisione/ Division</b>	<b>0-20kg=50g</b>
<b>Dimensioni/ Dimensions</b>	325x285x50 mm
<b>Dimensioni piatto / Tray dim</b>	520x285x57mm
<b>Dimensioni piatto / Dial dim</b>	180x80mm
<b>Struttura/ Structure</b>	Cassa esterna in metallo verniciato Painted metal case
<b>Peso proprio/ Weight</b>	NW 1,8kg con piatto
<b>Colore/ Colour</b>	Bianco/White