

WEIGHING MACHINE PEDIATRIC ELECTRONIC



www.wunder.it

BABY JOY PESA NEONATI DIGITALE PORTATILE

ELECTRONIC PORTABLE SCALES

WUNDER MEDICAL - ELECTRONIC BABY S







FUNZIONI / FUNCTIONS

-  Funzione memoria e calcolo differenza
Weight memory and difference calculation
-  Blocco del peso
Weight lock
-  Grande display a cristalli liquidi (LCD)
Large display (LCD)
-  Batterie alcaline
Alkaline batteries
-  Unità di misura
System of weight
-  Alimentatore esterno
External adapter
-  Due anni di garanzia
Two years of warranty

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT
BABY JOY	00484	20kg	10 g	(W)305x(L)520x(H)120	Circa/Approx 3 kg
BABY JOY	00484A	16 kg	5 g	(W)305x(L)520x(H)120	Circa/Approx 3 kg

Struttura / Structure	In materiale plastico ABS; grande display LCD 24mm / Plastic ABS; large display LCD 24mm
Alimentazione / Power	1 batteria alcalina cod. PP3 o alimentatore esterno / 1 alkaline battery code PP3 or external adapter
Accessori non inclusi Accessories not included	Borsa per il trasporto cod 00157A €40,00; batteria / Carry case code 00157A €40,00; battery
Confezione / Packaging	2 pcs dimensioni (W)320x/(L)330x(H)550mm; Circa/ Approx 7,5kg

BABY TATA PESA NEONATI DIGITALE PORTATILE ECONOMICA

ELECTRONIC PORTABLE SCALES LOW COST







FUNZIONI/ FUNCTIONS

-  Funzione memoria
Weight memory
-  Blocco del peso
Weight lock
-  Grande display a cristalli liquidi (LCD)
Large display (LCD)
-  Tara
Tare
-  Batterie alcaline 1,5V cod.AA
Alkaline batteries 1,5V code AA
-  Due anni di garanzia
Two years of warranty

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT
BABY TATA	00484B	20 kg	5 g	(W)380x(L)600x(H)100	Circa/Approx 2,5 kg

Struttura / Structure	In materiale plastico ABS; grande display LCD 30mm / Plastic ABS; Large display LCD 30mm
Alimentazione / Power	4 batterie alcaline 1,5V cod.AA / 4 alkaline batteries 1,5V code AA
Accessori inclusi Accessories included	Striscietta adesiva misura altezza da 30~59cm; / -battery
Accessori non inclusi Accessories not included	Borsa imbottita per trasporto cod 00157A; batteria/ Carry case
Confezione / Packaging	4 pcs dimensioni (W)420x/(L)680x(H)560mm; Circa/ Approx 14,5kg

Wunder 

www.wunder.it wunder@wunder.it Tel.02/90964566-Fax 02/90964533 - Fax verde

