

HEIGHT & WEIGHT SCALE DIGITAL



www.wunder.it

RE 300 RE 310



- Pesapersone elettronica in alluminio.
- Struttura in alluminio anodizzato e base in metallo verniciato.
- Pedana rivestita in gomma antiscivolo.
- Misurazione del peso con cella di carico single point.
- Il peso è indicato da un display a LCD 24mm con caratteri ben leggibili.
- **FUNZIONI:** Peso, Body Mass Index (BMI), Tara, Blocco del peso.



- Medical digital scale
- Structure in anodized aluminium and painted metal platform
- Platform with rubber mat
- Load cell weight system
- Large display LCD 24 mm, easy to read
- **FUNCTION:** Weight, Body mass index (BMI), tare, Weight lock.

Caratteristiche tecniche/ Specifications

Modello/ Model	RE 300 a cavo/remoto	RE 310 a colonna/pole
Codice/ Code	00072B	00072C
Portata Max/ Capacity	300kg	300kg
Precisione peso/ Division	100g	100g
Precisione	± 2 divisioni	± 2 divisioni
Ingombro totale/ Total dim	310x300x970 mm	
Display/ Display	LCD 24mm / LCD 24mm	
Alimentazione/ Power	Batterie ricaricabili autonomia 8~12ore/ Rechargeable battery life 8~12 hours	
Dimensioni pedana/ Size platform	310x300x50 mm	
Peso proprio/Weight	N.W. 7,2kg- G.W. 10,7kg	
Garanzia/Warranty	1 anno per tutte le parti meccaniche 1 year for all mechanical parts	
Accessori inclusi/ Accessories included	Alimentatore Adapter	
Accessori non inclusi/ Accessories not included	Statimetro telescopico : 75~2000mm – Ruote per trasporto Telescopic height meter :75~2000mm – Wheels to remove	

